

TOIDU JA LOOMASÖÖTADE MIKROBIOLOOGIA**Horisontaalmeetod beeta-glükuronidaaspositiivse *Escherichia coli* arvuliseks määramiseks****Osa 2: Kolooniade loendamise meetod temperatuuril 44 °C, kasutades 5-bromo-4-kloro-3-indolüül-beeta-D-glükuroniidi****Microbiology of food and animal feeding stuffs****Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive *Escherichia coli*****Part 2: Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide**

See parandus on koostatud rahvusvahelise standardi ISO 16649-2:2001 „Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive *Escherichia coli*. Part 2: Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide“ eestikeelsele versioonile. Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2017. aasta veebruarikuu numbris.

1. 9.3 „Kolooniad moodustavate ühikute (CFU) loendamine“

Asendada esimeses lauses „(9.3.2)“ viitega jaotisele „(9.2.3)“.

2. 10.3 „Väikeste arvude määramine“

Asendada jaotises 10.3.3 lause:

„Kui kahel esimese lahjendusega d_1 tassidest on siniste ja mittetüüpiliste CFU-de arv suurem kui 300 nähtavalt sinist CFU-d ja kui kahel järgneva lahjenduse d_2 tassil on vähem kui 300 kolooniad, mis ei ole tüüpilised CFU-d, tuleb tulemus väljendada järgmiselt“

järgmiselt:

„Kui kahel esimese lahjendusega d_1 tassidest on siniste ja mittetüüpiliste CFU-de arv suurem kui 300 nähtavalt sinist CFU-d ja kui kahel järgneva lahjenduse d_2 tassil on vähem kui 300 kolooniad ja ühtegi sinist CFU-d ei leitud, tuleb tulemus väljendada järgmiselt“.

ICS 07.100.30

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee