

**Toiduained. Ochratooksiin A sisalduse määramine
teraviljapõhistes imiku- ja väikelastetoitudes
vedelikkromatograafilisel meetodil fluorestsents
detektoriga ja eelneva puhastamisega immunoaffiinsus
kolonnis**

Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereal based
foods for infants and young children - HPLC method with
immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection

EESTI STANDARDI EESSÕNA

NATIONAL FOREWORD

Käesolev Eesti standard EVS-EN 15835:2010 sisaldab Euroopa standardi EN 15835:2010 ingliskeelset teksti.

Standard on kinnitatud Eesti Standardikeskuse 31.03.2010 käskkirjaga ja jõustub sellekohase teate avaldamisel EVS Teatajas.

Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt rahvuslikele liikmetele Euroopa standardi teksti kättesaadavaks tegemise kuupäev on 03.02.2010.

Standard on kättesaadav Eesti standardiorganisatsioonist.

This Estonian standard EVS-EN 15835:2010 consists of the English text of the European standard EN 15835:2010.

This standard is ratified with the order of Estonian Centre for Standardisation dated 31.03.2010 and is endorsed with the notification published in the official bulletin of the Estonian national standardisation organisation.

Date of Availability of the European standard text 03.02.2010.

The standard is available from Estonian standardisation organisation.

ICS 67.050, 67.230

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee

Right to reproduce and distribute Estonian Standards belongs to the Estonian Centre for Standardisation

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without permission in writing from Estonian Centre for Standardisation.

If you have any questions about standards copyright, please contact Estonian Centre for Standardisation:
Aru str 10 Tallinn 10317 Estonia; www.evs.ee; Phone: +372 605 5050; E-mail: info@evs.ee

English Version

Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereal based foods
for infants and young children - HPLC method with
immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection

Produits alimentaires - Dosage de l'ochratoxine A dans les
aliments à base de céréales pour nourrissons et jeunes
enfants - Méthode CLHP avec purification sur colonne
d'immuno-affinité et détection par fluorescence

Lebensmittel - Bestimmung von Ochratoxin A in Säuglings-
und Kleinkindernahrung auf Getreidebasis - HPLC-
Verfahren mit Reinigung an einer Immunoaffinitätsäule
und Fluoreszenzdetektion

This European Standard was approved by CEN on 25 December 2009.

CEN members are bound to comply with the CEN/ENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Contents

Page

Foreword.....	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Principle	4
4 Reagents	4
5 Apparatus	7
6 Procedure	9
7 HPLC analysis	10
8 Calculation	11
9 Precision	12
10 Test report	13
Annex A (informative) Typical chromatograms	14
Annex B (informative) Precision data	15
Annex C (informative) Data on the in-house study	16
Bibliography	18

Foreword

This document (EN 15835:2010) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 275 “Food analysis — Horizontal methods”, the secretariat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by August 2010, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August 2010.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association.

Annexes A, B and C are informative.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

1 Scope

This European Standard specifies a method for the determination of ochratoxin A in cereal based foods for infants and young children by high performance liquid chromatography (HPLC) with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection. This method has been validated in an interlaboratory study via the analysis of both naturally contaminated and spiked samples ranging from 0,050 µg/kg to 0,217 µg/kg. For further information on the validation see Clause 8 and Annex B. Additional studies have shown that this method is applicable to cereal based baby foods containing 8 different types of cereals, honey and cocoa, at levels up to 3,540 µg/kg, see Annex C and [6].

WARNING — The use of this standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN ISO 3696:1995, *Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987)*

3 Principle

A test portion is extracted with tert-butyl methyl ether after addition of 0,5 mol/l phosphoric acid / 2 mol/l sodium chloride solution. The extract is evaporated and redissolved in methanol and phosphate buffered saline (PBS) solution. After removal of lipophilic compounds with hexane, the extract is applied to an immunoaffinity column containing antibodies specific to ochratoxin A. The toxin is eluted from the column with methanol. Ochratoxin A is determined by HPLC with enhanced fluorescence detection involving post column reaction with ammonia.

NOTE Some investigations indicate that HPLC can be also performed without the use of ammonia although this results in at least a two-fold decrease of the response for ochratoxin A. In this case, the fluorescence detection conditions need to be changed (excitation wavelength = 333 nm, emission wavelength = 460 nm).

4 Reagents

4.1 General

Use only reagents of recognized analytical grade and water complying with grade 1 of EN ISO 3696:1995, unless otherwise specified. Solvents shall be of quality for HPLC analysis. Commercially available solutions with equivalent properties to those listed may be used.

WARNING — Dispose of waste solvents according to applicable environmental rules and regulations. Decontamination procedures for laboratory wastes have been reported by the International Agency for Research on Cancer (IARC), see [4].

4.2 Helium purified compressed gas

4.3 Nitrogen